


IPV®呼吸回路 部品名称一覧



4連チューブ
A50034



O-リング (QDコネクター先)
B10526-10PK (10ヶ入)


Vカム
B10926-A

プレスレット
B12003



QDコネクター (V/L字)
A50042

QDコネクター (V/ストレート)
A50041



バクテリアフィルター (チューブ付)
A99509

バクテリアフィルター (単体)
B12711-JP




ファジトロン・キャップ
B10914

ペンチュリー管
A50091

ファジトロン・スプリング
B10916

ファジトロン・本体
A50008-1




ネブライザー・キャップ
(安全弁付)
A50015-1

スリーブ (安全弁)
B11060

ネブライザー
噴霧ハッフル
A50481

ネブライザー・ホール
A50087



O-リング
(ペンチュリー管先)

ダイヤフラム (ファジトロン)
B10918